

# accu-jet® pro



## Caratteristiche tecniche

- Peso: 190 g
- Temperatura di utilizzo e di ricarica: da +10 °C a 35 °C
- Velocità di pipettaggio: 50 ml in meno di 10 secondi
- Per pipette in vetro e in plastica da 0,1 a 200 ml
- Di circa 8 ore di pipettaggio continuo senza ricarica con pipetta da 10 ml
- Batterie: batterie al NiMH da 2,4 V e 700 mAh



## The accu-jet® pro pipette controller - makes your work easier!

### Comfort

L'impugnatura particolarmente maneggevole, il peso limitato a 190 g e l'eccellente bilanciamento consentono un comodo pipettaggio, senza sforzo, anche per lunghe serie di test.

### Sensibilità

Bastano due soli pulsanti per regolare in modo preciso e sensibile la velocità di pipettaggio dello strumento. In più è possibile variare in modo continuo la velocità massima del motore. Usando la velocità più bassa del motore è ora possibile controllare in modo ancora più preciso la velocità di riempimento e di svuotamento delle pipette di piccola capacità.

### Potente e silenzioso

Alla massima velocità del motore una pipetta da 50 ml viene riempita in meno di 10 secondi - un lavoro rapido! Il motore e la pompa sono particolarmente silenziosi - apprezzabile per lunghe serie di test.

