

Agitatori magnetici IKA



Gli agitatori professionali IKA sono i più venduti al mondo e la loro ampia gamma li predispone a qualsiasi tipo di compito. Possibilità di richiedere accessori per i modelli che ne dispongono.

Agitatori magnetici con riscaldamento a piastra circolare



RH Basic



RCT Basic



RET control-visc

Agitatori magnetici con o senza riscaldamento a piastra rettangolare in ceramica



C-MAG HS 4



C-MAG HS 7



C-MAG HS 10

Agitatori magnetici con o senza riscaldamento multiposizione



RT 5



RO 10



RT 15

Agitatori magnetici senza riscaldamento



big squid white



KMO 3 basic



Maxi MR 1 digital

Agitatori magnetici con riscaldamento a piastra circolare IKA

	serie RH	serie RCT	serie RET
Modelli	RH basic, RH basic 2, RH digital, RH basic/digital white	RCT basic	RET basic, RET control-visc, RET control-visc white
Velocità di agitazione (rpm)	100-2000	50-1500	50-1700
Temperatura di riscaldamento (°C)	massimo 320 °C	massimo 310 °C	massimo 340 °C
Potenza (W)	da 400 a 600 W	600 W	600 W
Volume di agitazione	da 10 a 15 Litri	20 Litri	20 Litri
Diametro della piastra (∅ mm)	135, circolare in acciaio inossidabile o in ceramica bianca	135, circolare in alluminio	135, circolare in acciaio inossidabile o in ceramica bianca

Agitatori magnetici con o senza riscaldamento a piastra rettangolare in ceramica

	serie C-MAG HS					
	C-MAG HS 4 basic o digital	C-MAG HS 7 basic o digital	C-MAG HS 10 basic o digital	C-MAG HS 4	C-MAG HS 7	C-MAG HS 10
Modelli	C-MAG HS 4 basic o digital	C-MAG HS 7 basic o digital	C-MAG HS 10 basic o digital	C-MAG HS 4	C-MAG HS 7	C-MAG HS 10
Velocità di agitazione (rpm)	100-1500	100-1500	100-1500	100-1500	100-1500	100-1500
Temperatura di riscaldamento (°C)	da 50 a 500 °C	da 50 a 500 °C	da 50 a 500 °C	/	/	/
Potenza (W)	250 W	1000 W	1500 W	/	/	/
Volume di agitazione	5 Litri	10 Litri	15 Litri	5 Litri	10 Litri	15 Litri
Dimensione piastra (□ mm)	100 x 100 in ceramica	180 x 180 in ceramica	260 x 260 in ceramica	100 x 100 in ceramica	180 x 180 in ceramica	260 x 260 in ceramica
Dimensioni esterne (mm)	150 x 260 x 105	220 x 330 x 105	300 x 415 x 105	150 x 260 x 105	220 x 330 x 105	300 x 415 x 105

Agitatori magnetici multiposizione

	serie RT			serie RO		
	RT 5	RT 10	RT 15	RO 5	RO 10	RO 15
Modelli	RT 5	RT 10	RT 15	RO 5	RO 10	RO 15
Numero posizioni	5	10	15	5	10	15
Velocità di agitazione (rpm)	0-1000	0-1000	0-1000	0-1200	0-1200	0-1200
Temperatura massima (°C)	120 °C	120 °C	120 °C	/	/	/
Potenza (W)	175 W	375 W	580 W	/	/	/
Volume di agitazione per posizione	0,4 Litri	0,4 Litri	0,4 Litri	0,4 Litri	0,4 Litri	0,4 Litri
Dimensione piastra (□ mm)	110 x 495 in alluminio	180 x 495 in alluminio	270 x 495 in alluminio	120 x 470 in acciaio	190 x 470 in acciaio	280 x 470 in acciaio
Dimensioni esterne (mm)	120 x 610 x 60	190 x 610 x 60	280 x 610 x 60	120 x 570 x 60	190 x 570 x 60	280 x 570 x 60

Agitatori magnetici senza riscaldamento

	serie Squid		KMO 3 basic	serie MR 1 digital	
	Color squid	Big squid	KMO 3 basic	Midi MR 1 digital	Maxi MR 1 digital
Modelli	Color squid	Big squid	KMO 3 basic	Midi MR 1 digital	Maxi MR 1 digital
Velocità di agitazione (rpm)	0-2500	0-2500	10-1500	0-1000	0-600
Potenza motore input/output (W)	3 / 2 W	3 / 2 W	13 / 9 W	70 / 19 W	80 / 35 W
Volume di agitazione	1 Litro	1,5 Litri	5 Litri	50 Litri	150 Litri
Dimensione piastra (mm)	∅ 115, in vetro	∅ 160, in vetro	140 x 120, in vetro	350 x 350, in acciaio	500 x 500, in acciaio
Dimensioni esterne (mm)	145 x 160 x 45	185 x 205 x 45	153 x 227 x 62,5	360 x 430 x 110	505 x 585 x 110