Bagni termostatici a circolazione combinati con vasca aperta serie CORIO JULABO









Termostati a circolazione combinati con vasca aperta in acciaio inossidabile, plexiglass o makrolon per applicazione con ricircolo all'esterno o all'interno della vasca. Grazie ai raccordi pompa è possibile la termostatazione di circuiti esterni chiusi. Come accessori è possibile richiedere diversi tipi di portaprovette da laboratorio, oltre a coperchi e piattaforme con altezza di immersione regolabile.





Termostati a circolazione combinati con vasca aperta trasparente CORIO							
Dati tecnici	CD-BT5	CD-BT19	CD-BT27				
Range di temperatura (°C)	+20 +100	+20 +100	+20 +100				
Stabilità di temperatura (°C)	±0,03	±0,03	±0,03				
Capacità riscaldante (kW)	2	2	2				
Portata della pompa (I/min)	15	15	15				
Pressione pompa (bar)	0,35	0,35	0,35				
Misure interne vasca apertura/profondità (cm)	15 x 15 / 15	30 x 35 / 15	30 x 35 / 20				
Volume di riempimento (litri)	3,5 5	14 19	20 27				
Dimensioni (cm)	23 x 38 x 38	38 x 58 x 38	38 x 58 x 43				
Codice	9012305	9012319	9012327				

Termostati a circolazione combinati con vasca aperta in acciaio CORIO									
Dati tecnici	CD-B5	CD-B13	CD-B17	CD-B19	CD-B27	CD-B33	CD-B39		
Range di temperatura (°C)	+20 +150	+20 +150	+20 +150	+20 +150	+20 +150	+20 +150	+20 +150		
Stabilità di temperatura (°C)	±0,03	±0,03	±0,03	±0,03	±0,03	±0,03	±0,03		
Capacità riscaldante (kW)	2	2	2	2	2	2	2		
Portata della pompa (I/min)	15	15	15	15	15	15	15		
Pressione pompa (bar)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35		
Misure interne vasca apertura/profondità (cm)	15 x 15 / 15	30 x 18 / 15	30 x 18 / 20	30 x 35 / 15	30 x 35 / 20	66 x 32 / 15	33 x 30 / 30		
Volume di riempimento (litri)	3,5 5	9 13	13 17	14 19	17 27	26 33	35 39		
Dimensioni (cm)	23 x 38 x 41	38 x 40 x 42	38 x 40 x 47	38 x 58 x 42	38 x 58 x 47	91 x 36 x 43	54 x 34 x 57		
Codice	9012405	9012413	9012417	9012419	9012427	9012433	9012439		