

## Centrifuga da laboratorio XS modello R-5S+ XS



Il modello Basic è ideale per laboratori didattici ed enologici, laboratori di controllo qualità e, in generale, per analisi di routine.



R-5S+



R-83A

## Centrifuga R-5S+ Basic

Completa di rotore R-83A 12 x15 ml ad angolo fisso e 12 portaprovette in acciaio con provette in plastica da 15ml

- Display digitale luminoso.
- Controllo sbilanciamento carico con avviso acustico e luminoso.
- Camera di centrifugazione in metallo verniciato di facile accessibilità.
- Interfaccia intuitiva di semplice lettura.
- Bloccaggio automatico del coperchio.
- Motore a induzione senza spazzole con funzionamento silenzioso, senza manutenzione e nessun deposito carbonioso per un ambiente di lavoro sano e sicuro.
- Costruzione estremamente compatta con materiali di qualità per una lunga durata di esercizio.
- Dimensioni contenute per ottimizzare lo spazio sui banchi di laboratorio.

Specifiche tecniche Centrifuga R-5S+ Basic	
Dati tecnici	R-5S+
Capacità	Angolo fisso 12x15 ml
Velocità massima	Angolo fisso 5.250 giri/minuto
RCF massima	Angolo fisso 4.280 x g
Timer	Da 1 a 60 min. o continuo
Tipo di frenata	Rapida o lenta
Sistema di trasmissione	Diretto
Tipo di motore	A induzione senza spazzole
Rumorosità	53 dB
Tensione di alimentazione	220 Volt ±10% – 50Hz
Standard di Sicurezza	EN 60950 – EN 60825 / EMC EN 55022, Class B / EN 50082-1, con : EN 61000-4-2 (IEC 801-2), EN 61000-4-2 (IEC 801-3), EN 61000-4-2 (IEC 801-4)
Direttiva	89/336/EEC
Dimensioni (A x L x P)	280x330x370 mm
Peso	24 kg
Codice	<b>4000022</b>

Provette e rotore di ricambio	
Codice	Descrizione
<b>40000422</b>	Portaprovetta 15-P in metallo completa di provetta in plastica 15 ml
<b>40000272</b>	Rotore R-83A completo di provette e portaprovette